

**Anlage 9 Ausführungsbestimmung Diabetes adaptierte Fußbettungen für
konfektionierte Spezialschuhe für Diabetiker ohne Fußfehlform**

Indikation:

Länger bestehender Diabetes mellitus mit nachweisbaren Störungen der Mikro-
Makrozirkulation, sowie der nervalen Versorgung und den bereits eingetretenen Folgen:

- Gefühllosigkeit der Fußweichteile
- Funktionsstörungen der kleinen Fußmuskulatur
- verstärkte Anfälligkeit der Haut gegenüber Infektionen
- nach Abheilung bereits aufgetretener Komplikationen wie Gangrän und Malum perforans

Anwendbarkeit:

- bei Vorhandensein einer physiologischen Fußform
- nicht bei Vorhandensein einer Fußfehlform gemäß IKL1, IKL2, IKL3
- ausschließlich nur in Verbindung mit einem konfektionierten Schuhmodell der Produktuntergruppe 31.03.08.

Ausführung:

- individuell über das Fußmodell der zu Versorgenden tiefgezogen
- Sandwichaufbau aus Materialien unterschiedlicher Shorehärten
- Materialauswahl entsprechend der Physis der zu Versorgenden
- durchschnittliche Bettungsstärke 16 mm
- Mindeststärke 8 mm
- Oberfläche abwaschbar und desinfizierbar
- **Keine Verwendung von industriell vorgefertigten Rohlingen!**